

## CARCASA DE LA BOLSA DE FILTRO BV2-30-3-DN-2-4



**SKU:** BV2-30-3-DN-2-4 | **Categorías:** [LennDepth](#), [Filtros de sedimentos](#), [Lenntech](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Número de pieza: BV2-30-3-DN-2-4**

### Especificaciones

Marca	Carcasas LennBag
Tipo	Recipiente de filtro de líquido de bolsa de doble capacidad
Presión máxima psi	150
Barra de presión máxima	10.3
Temperatura máxima ° C	121
Temperatura máxima ° F	250
Flujo gpm	400
Caudal m3 / día	90.90
Material	304 SS
Tamaño de la bolsa	2

### Dimensiones/pesos

Pulgada de entrada	Brida 3 DN
Pulgada de salida	Brida 3 DN
Profundidad de la cesta en pulgadas	30

- [Descargar hoja de datos](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO