

CARTUCHO DE FILTRO EATON (LMQ-30-0.4-20S)



SKU: LMQ-30-0.4-20S | **Categorías:** [Lenntech](#), [LOFMEM-Q](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Descripción](#)

Especificaciones

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Marca | Eaton LOFMEM Q |
| Modelo | LMQ 30 0.4 20S |
| Tipo | Membrana de poliéster Track-Etch |
| Tamaño de poro en μ | 80.0 |
| Temperatura máxima ° C | 176 |
| Temperatura máxima ° F | Silicona |
| Junta tórica / Empaquetadura | |
| Dimensiones / Pesos | |
| Longitud en pulgadas | 30.00 |
| Longitud en cm | 76.20 |
| Peso de envío de la caja en libras | 0.00 |
| Peso de envío de la caja en kg | 0.00 |

- [Descargar hoja de datos](#)

[/col][/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO