

## CARTUCHO DE FILTRO EATON (LMQ-9-0.1-20B)



**SKU:** LMQ-9-0.1-20B | **Categorías:** [Lenntech](#), [LOFMEM-Q](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Descripción](#)

**Número de pieza: LMQ-9-0.1-20B**

### Especificaciones

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Marca                        | Eaton LOFMEM Q                   |
| Modelo                       | LMQ 9 0.1 20B                    |
| Tipo                         | Membrana de poliéster Track-Etch |
| Tamaño de poro en $\mu$      |                                  |
| Temperatura máxima ° C       | 80.0                             |
| Temperatura máxima ° F       | 176                              |
| Junta tórica / Empaquetadura | Buna N                           |

### Dimensiones/pesos

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Longitud en pulgadas               | 9.75  |
| Longitud en cm                     | 24.80 |
| Peso de envío de la caja en libras | 0.00  |
| Peso de envío de la caja en kg     | 0.00  |

- [Descargar hoja de datos](#)

[/col][/row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO