

CARTUCHO DE FILTRO EATON (LMQ-9-0.2-1T)



SKU: LMQ-9-0.2-1T | **Categorías:** [Lenntech](#), [LOFMEM-Q](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Descripción](#)

Especificaciones

Marca	Eaton LOFMEM Q
Modelo	LMQ 9 0,2 1T
Tipo	Membrana de poliéster Track-Etch
Tamaño de poro en μ	80.0
Temperatura máxima ° C	176
Temperatura máxima ° F	FEP / Viton
Junta tórica / Empaquetadura	
Dimensiones / Pesos	
Longitud en pulgadas	9.75
Longitud en cm	24.80
Peso de envío de la caja en libras	0.00
Peso de envío de la caja en kg	0.00

- [Descargar hoja de datos](#)

[/col][[/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO