

CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFMEM WB F5881925 LMWB-30-0.2-DOES



SKU: N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFMEM WB F5881925 LMWB-30-0.2-DOES

NÚMERO DE PIEZA: F5881925

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

Especificaciones

| | |
|----------------------|------------------|
| Marca | Eaton LOFMEM WB |
| Modelo | LMWB 30 0.2 HACE |
| Tamaño de poro μ | 0.2 |

Dimensiones / Pesos

| | |
|----------------------|-----------|
| Longitud en pulgadas | 30.0 |
| Longitud en cm | 76.2 |
| Cantidad por caja | 12 piezas |



[Descargar hoja de datos](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

url_fab <https://www.lenntech.com/products/Eaton-LOFMEM-WB/F5881925/F5881925-LMWB-30-0.2-DOES-Filter-Cartridge/index.html>

brand Lenntech

COTECNO