

## CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFMEM WB LMWB-10-0.2-DOES



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFMEM WB LMWB-10-0.2-DOES

**NÚMERO DE PIEZA: LMWB-10-0.2-DOES**

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

#### Especificaciones

Marca	Eaton LOFMEM WB
Modelo	LMWB 10 0.2 HACE
Tamaño de poro $\mu$	0.2

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10.0
Longitud en cm	25.4
Cantidad por caja	12 piezas



[Descargar hoja de datos](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**url\_fab** <https://www.lenntech.com/products/Eaton-LOFMEM-WB/LMWB-10-0.2-DOES/LMWB-10-0.2-DOES-Filter-Cartridge/index.html>

**brand** Lenntech

COTECNO