

CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFMEM WB LMWB-10-1.2-DOES



SKU: N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFMEM WB LMWB-10-1.2-DOES

NÚMERO DE PIEZA: LMWB-10-1.2-DOES

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

Especificaciones

Marca	Eaton LOFMEM WB
Modelo	LMWB 10 1.2 HACE
Tamaño de poro μ	1.2

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10.0
Longitud en cm	25.4
Cantidad por caja	12 piezas



[Descargar hoja de datos](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

url_fab <https://www.lenntech.com/products/Eaton-LOFMEM-WB/LMWB-10-1.2-DOES/LMWB-10-1.2-DOES-Filter-Cartridge/index.html>

brand Lenntech

COTECNO