

## CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFMEM WB LMWB-20-0.65-DOES



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFMEM WB LMWB-20-0.65-DOES

**NÚMERO DE PIEZA: LMWB-20-0.65-DOES**

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

#### Especificaciones

Marca	Eaton LOFMEM WB
Modelo	BPM 20 0,65 HACE
Tamaño de poro $\mu$	0,65

#### Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	20.0
Longitud en cm	50.8
Cantidad por caja	12 piezas



[Descargar hoja de datos](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**url\_fab** <https://www.lenntech.com/products/Eaton-LOFMEM-WB/LMWB-20-0.65-DOES/LMWB-20-0.65-DOES-Filter-Cartridge/index.html>

**brand** Lenntech

COTECNO