

CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFMEM WB LMWB-20-1.2-2S



SKU: N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFMEM WB LMWB-20-1.2-2S

NÚMERO DE PIEZA: LMWB-20-1.2-2S

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

Especificaciones

Marca	Eaton LOFMEM WB
Modelo	LMWB 20 1.2 2S
Tamaño de poro μ	1.2

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	20.0
Longitud en cm	50.8
Cantidad por caja	12 piezas



[Descargar hoja de datos](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

url_fab <https://www.lenntech.com/products/Eaton-LOFMEM-WB/LMWB-20-1.2-2S/LMWB-20-1.2-2S-Filter-Cartridge/index.html>

brand Lenntech

COTECNO