

CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFTOP F5880653 LT-30-3-AG (15L)



SKU: N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFTOP F5880653 LT-30-3-AG (15L)

NÚMERO DE PIEZA: F5880653

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

Especificaciones

Marca	Eaton LOFTTOP
Modelo	LT 30 3 AG
Tamaño de poro μ	3

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	30.0
Longitud en cm	76.200
Cantidad por caja	15 piezas



[Descargar hoja de datos](#)



Filtros de cartucho serie LOFTOP

Los cartuchos de filtro LOFTOP ofrecen una amplia gama de índices de retención.

La estructura de poros graduados permite una retención eficiente de partículas y una alta capacidad de retención de suciedad con una baja caída de presión inicial.

Tienen un núcleo interno.

Características y beneficios

- Hecho de fibras de polipropileno 100 % de alta pureza (melt blow)
- Sin aglutinantes ni adhesivos
- Excelente compatibilidad química
- Disponible en una variedad de configuraciones de tapa de extremo/adaptador para adaptarse a todas las carcasas estándar de la industria
- Calificación beta de 5000, 99.98% de eficiencia

Material del filtro

- Polipropileno (fundido soplado)

Núcleo central

- Polipropileno (opcional: Acero Inoxidable)

Tapas de los extremos

- polipropileno

juntas tóricas

- Silikone (estándar), Buna-N, EPDM, Viton©, FEP Viton encapsulado

Clasificaciones de micras

- 0,5; 1; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 70; 90; 120 μm al 99,98 % de eficiencia

Aplicaciones Típicas

- Agua ultra pura
- Agua desionizada y osmosis inversa
- resinas fotográficas
- ácidos
- bases
- lacas de película
- desarrollador
- emulsiones
- dispersiones magnéticas
- perfume
- loción
- cerveza
- vino
- abrigos electrónicos

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO