

## CARTUCHO DE RECAMBIO PARA DESALADORA LAB ION L LAB-ION L2 (MODELOS DE 4 Y 8 LED)



**SKU:** PG-110 500 | **Categorías:** [Manejo de Líquidos](#) | **Etiquetas:** [Cartucho](#), [desaladora](#), [ION](#), [LAB](#), [LABION](#), [LED](#), [modelos](#), [para](#), [recambio](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### CARTUCHO DE RECAMBIO PARA DESALADORA LAB ION L LAB-ION L2 (MODELOS DE 4 Y 8 LED)

Descripción: Desaladora de cartucho de repuesto.

Nombre del producto: LAB ION L 2

Uso: Desalinización

Autoclavabilidad: no esterilizable en autoclave

[Source link](#)

[Liquid Handling](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Liquid Handling

COTECNO