

## CASTXPRT LB 452 | MEDIDOR DE NIVEL PARA PROCESOS DE COLADA CONTINUA



SKU: N / A | Categorías: [Sin categoría](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El castXpert LB 452 es un sistema de medición del nivel que proporciona mediciones precisas y fiables y asegura un control óptimo del proceso de colada continua debido al corto tiempo de ciclo de 5ms.

Esta unidad de evaluación se utiliza tanto en sistemas radiométricos como electromagnéticos, sin necesidad de modificaciones. Esto ahorra tiempo y permite una operación segura.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO