

## CELDAS DE CONSOLIDACIÓN DE TEMPERATURA



SKU: N / A | Categorías: [Celdas de Consolidación](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción:

Celda de acero inoxidable de alta calidad con control de temperatura en varios diámetros hasta 150 mm y un rango de temperaturas de -20 ° C (para aplicaciones de prueba congeladas) a + 200 ° C (para pruebas de temperatura alta).

Esto incluye sensores de temperatura para el control de temperatura en bucle cerrado. Esto ayuda a que la prueba alcance una prueba de temperatura requerida.

### Características:

- Diferentes diámetros de muestra.
- Acero inoxidable con anillos flotantes y fijos.
- Pruebas congeladas -20 ° C (temperaturas más bajas disponibles bajo pedido) Temperaturas altas hasta +200 ° C.
- Control de ciclo cerrado de temperatura (altamente preciso).

### Estándares:

- ASTM D-2166
- AASHTO T-216

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO