

CELDAS DE CONSOLIDACIÓN ESTÁNDAR



SKU: N / A | **Categorías:** [Celdas de Consolidación](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción:

Celdas de consolidación de acero inoxidable o latón de alta calidad en varios diámetros según estándares comunes, diámetros personalizados disponibles bajo pedido.

- Acero inoxidable con anillo fijo.
- Acero inoxidable con anillo flotante.
- Acero de latón con anillo fijo.
- Anillo de corte de muestras.
- Diámetros de muestras de 50.47 mm a 100.86 mm.
- Celdas de 20 a 100 cm².

Características:

- Celda de consolidación especial para pruebas de permeabilidad de compresión y presión de hinchamiento.
- Conectores de agua de tres poros para pruebas de enjuague y permeabilidad.
- Anillo completamente hecho de acero inoxidable.
- Construcción rígida.
- Discos porosos, ram, paredes y muestra.

Estándares:

- ASTM D-2166
- AASHTO T-216

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO