

CELDAS DE CONSOLIDACIÓN PARA PRUEBAS DE LODOS DE COLA



SKU: N / A | **Categorías:** [Celdas de Consolidación](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción:

Celda de compresión especial para medir el comportamiento de consolidación de lodos y materiales viscosos con medición y / o control de la presión del agua porosa.

La construcción especial permite la medición precisa y el control del esfuerzo normal, incluida la medición y la compensación de las influencias de la fricción de la pared.

Presión máxima de la celda: 300 kPa.

Tamaño de la muestra: 100/150/200/300 mm.

Altura de la muestra: personalizado.

Liquidación: hasta 200/300 mm.

Estándares:

- ASTM D-2166
- AASHTO T-216

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO