

CELDAS DE PRESIÓN DE HINCHAMIENTO



SKU: N / A | **Categorías:** [Celdas de Consolidación](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción:

Wille Geotechnik® desarrolló estos tipos de celdas de consolidación para medir el aumento de la presión de hinchazón en condiciones de saturación sin marcos de carga para las pruebas a largo plazo.

Independientemente de las pruebas de presión de hinchamiento, se pueden realizar pruebas de carga incremental o continua estándar en etapas preliminares o después de la etapa de hinchamiento en combinación con un marco de carga adecuado.

Características:

- Construido en celdas de presión de hinchamiento con ajuste de altura.
- Disponible en versiones de baja o alta presión de hasta 20 MPa.
- Celda estándar o resistente a la corrosión 20 o 40 cm³.

Estándares:

- ASTM D-2166
- AASHTO T-216

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO