

## CÉLULA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL BELL-CELELECHORIZ-1800



- La abundancia de tampón no sólo garantiza el efecto de enfriamiento, sino que también mantiene el valor del pH estable durante todo el proceso del experimento.
- Los electrodos desplegados facilitan y agilizan la reparación y sustitución.
- Con un gel especial de fundición, evitando la fuga de gel, la operación es simple y conveniente.
- La tapa superior transparente evita eficazmente que el líquido en la célula se volatilice y evita fugas de electricidad.
- Auto-apagado cuando se retira la tapa.

**SKU:** B-01-29-0204-1200 | **Categorías:** [Electroforesis](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Modelo	Código SKU	Tamaño del gel (ancho x largo)	Volumen de la muestra	Volumen de búfer	Dimensión (L*W*H)	Peso neto
Bell-CelElecHoriz-1800	B-01-29-0204-1200	200*200mm; 200*150mm; 200*100mm	17,22,36,44	~1800ml	390*230*93 (mm)	3,3 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO