

CÉLULA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL BELL-CELELECHORIZ-550



- El abundante tampón no sólo garantiza el efecto de enfriamiento, sino que también mantiene estable el valor del pH durante todo el proceso del experimento.
- Los electrodos desplegados facilitan y agilizan la reparación y sustitución.
- Con el diseño de color de fondo de la muestra en la bandeja, conveniente para añadir la muestra.
- La tapa superior transparente evita eficazmente que el líquido de la cubeta se volatilice y evita fugas de electricidad.
- Apagado automático al retirar la tapa

SKU: B-01-29-02-04-0105 | **Categorías:** [Electroforesis](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Código SKU	Tamaño del gel (ancho x largo)	Volumen de la muestra	Volumen de búfer	Dimensión (L*W*H)	peso neto
Bell-CelElecHoriz-550	B-01-29-02-04-0105	60*60mm 120*60mm 60*120mm 120*120mm	3,6,8,11,13,18,25	~550ml	300*160*75mm	1,1 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO