


CÉLULA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL BELL-CELELECHORIZ-600



- La abundancia de tampón no sólo garantiza el efecto de enfriamiento, sino que también mantiene el valor del pH estable durante todo el proceso del experimento.
- Los electrodos desplegados facilitan y agilizan la reparación y sustitución
- Con la regla fluorescente en la bandeja, se puede observar directamente en el ultravioleta.
- Con una fundición de gel especial, evitando la fuga de gel, la operación es simple y conveniente.
- La tapa superior transparente evita eficazmente que el líquido en la célula se volatilice y evita la fuga de electricidad.
- Auto-apagado cuando se retira la tapa.

SKU: B-01-29-0204-1300 | **Categorías:** [Electroforesis](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Código SKU	Tamaño del gel (ancho x largo)	Volumen de la muestra	Volumen de búfer	Dimensión (L*W*H)	Peso neto
Bell-CelElecHoriz-600	B-01-29-0204-1300	130*130mm 78*100mm 48*75mm	3,5,10,15,13,26	~600ml	305*152*80mm	1,7 (kg)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO