


CÉLULA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL BELL-CELUELECHZL-560



- Rápida velocidad de electroforesis, todo el proceso puede ser terminado en 15 minutos.
- Detección de 96 muestras a la vez.
- Adición rápida de la muestra, adecuada para pipetas multicanal.
- Auto-apagado cuando se retira la tapa.

SKU: B-01-29-0204-1400 | **Categorías:** [Electroforesis](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Código SKU	Tamaño del puente (ancho x largo)	Volumen de búfer	Dimensión (L*W*H) (milímetro)	Peso neto (kilogramos)
Bell-CeluElecHzi-560	B-01-29-0204-1400	66*250mm;82*250mm	~560ml	318*175*65	1,0

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO