


## CÉLULA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL BELL-CELUELECHZL-560



- Rápida velocidad de electroforesis, todo el proceso puede ser terminado en 15 minutos.
- Detección de 96 muestras a la vez.
- Adición rápida de la muestra, adecuada para pipetas multicanal.
- Auto-apagado cuando se retira la tapa.

**SKU:** B-01-29-0204-1400 | **Categorías:** [Electroforesis](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

<b>Modelo</b>	<b>Código SKU</b>	<b>Tamaño del puente (ancho x largo)</b>	<b>Volumen de búfer</b>	<b>Dimensión (L*W*H) (milímetro)</b>	<b>Peso neto (kilogramos)</b>
Bell-CeluElecHzi-560	B-01-29-0204-1400	66*250mm;82*250mm	~560ml	318*175*65	1,0

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO