

CENTRIFUGA DE ALTA VELOCIDAD 13000R/MIN



- Máxima velocidad: 13000r/min
- Capacidad máxima: 12×10/5ml
- RCF máximo: 15100×g
- Intervalo de tiempo: 0 ~99min
- Ruido: ≤65dB (A)
- Dimensión: 390×330×300mm(L×W×H)
- Peso: 25kg

SKU: B-01-19-01-01-03-04 | **Categorías:** [Centrífugas de alta velocidad](#) | **Etiquetas:** [Centrifuga](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Codigo del producto	B-01-19-01-01-03-04
Modelo	Bell-CentVel-1301
Rotor de ángulo Nro.	Nro.4
Máxima velocidad	13000r/min
Capacidad máxima	12×10/5ml
RCF máximo	15100×g
Intervalo de tiempo	0 ~99min
Motor	Motor DC sin escobillas, control por microprocesador
Fuente de alimentación	AC220V 50Hz 5A
Ruido	≤65dB (A)
Dimensión	390×330×300mm(L×W×H)
Peso	25kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO