

## CENTRÍFUGA DE BAJA VELOCIDAD 5000RPM



- La centrífuga Benchop de baja velocidad está diseñada especialmente para bancos de sangre con centrifugación rápida. Lo cual es bienvenido por la mayoría de los clientes.
- Control por microprocesador, pantalla digital, motor DC sin escobillas, diez programas de usuario diferentes en la memoria.
- Rápida aceleración y desaceleración, la aceleración más rápida no supera los 5 segundos.
- Enclavamiento de puerta electrónico, cámara de acero inoxidable.
- Botón especializado para mostrar RCF durante la operación. Los parámetros se pueden revisar libremente durante una ejecución.
- El sistema de autodiagnóstico puede detectar automáticamente las fallas de exceso de velocidad, temperatura excesiva, desequilibrio y enclavamiento de la tapa de la puerta, y mostrar el código de error en la pantalla para mejorar el desempeño de seguridad.

**SKU:** B-01-19-01-03-06-00 | **Categorías:** [Centrífuga de baja velocidad](#) | **Etiquetas:** [Centrifuga](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Código del Producto	B-01-19-01-03-06-00
Modelo	Bell-CenBajVel-50355
Máxima velocidad	5000rpm
RCF máximo	3555xg
Rotor	12x15ml
RCF Máximo	3555xg
El tiempo Acc más rápido	Inferior a 5 s
Intervalo de tiempo	Centrifugación a corto plazo de 0 a 99 min
Fuente de alimentación	AC220V 50Hz 3A
Ruido	Inferior a 65dB (A)
Dimensión	370x432x250mm (LxWxH)
Peso	15kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO