

## CENTRÍFUGA DE FROTIS CELULAR 3000 RPM



- Recuento de todos los tubos: 6
- Motor: Motor DC sin escobillas, control por microprocesador
- Fuente de alimentación: AC220V 50Hz 3A
- Peso: 15kg
- Cantidad de un solo tubo: 0.1ml-0.5ml
- Velocidad máxima: 3000 rpm

**SKU:** B-01-19-01-05-11-00 | **Categorías:** [Otras centrífugas](#) | **Etiquetas:** [Centrifuga](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Código del Producto	B-01-19-01-05-11-00
Modelo	Bell-OtrCen-30730
Velocidad máxima	3000 rpm
RCF máximo	730×g
Cantidad de un solo tubo	0.1ml-0.5ml
Recuento de todos los tubos	6
Motor	Motor DC sin escobillas, control por microprocesador
Fuente de alimentación	AC220V 50Hz 3A
Dimensión	300×280×270mm (L×W×H)
Peso	15kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO