

## CENTRÍFUGA MANUAL -H-9405



**SKU:** H-9405 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Herramientas de laboratorio](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta centrífuga manual es ideal para el asentamiento rápido de sólidos en suspensión a partir de pequeñas cantidades de líquido en procedimientos analíticos o clínicos a velocidades de hasta 2000 RPM. La manivela y el tornillo de acero con engranaje espiral de bronce se ajustan a una relación de 15 a 1. La manivela de barrido largo es desmontable y se desconecta cuando se detiene el movimiento de la mano, permitiendo que la cabeza descansa gradualmente.

El mecanismo de accionamiento está completamente cerrado y está permanentemente lubricado en un cuerpo de hierro fundido de una sola pieza. La unidad se suministra completa con dos pantallas de metal y dos tubos de centrífuga de vidrio de 10 ml (una plana, una graduada). Se proporciona una abrazadera de tornillo para sujetar la unidad a tableros de cualquier espesor de hasta 1-3 / 4 "(45 mm).

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO