

CENTRIFUGADORA 20000RPM BELL-CENTRIFUGA-L20000



- Caja de plástico resistente con tapa metálica
- Motor sin escobillas
- Pantalla LCD de velocidad, RCF y temporizador
- Ajuste de velocidad continuo
- Protección contra sobrevelocidad y desequilibrio
- Control de panel táctil, parada automática una vez abierta la tapa
- Indicación de código de error, ajuste de velocidad de aceleración/deceleración
- Suitable para las investigaciones sobre los genes y el ácido proteínico.

SKU: B-01-29-0202-0802 | **Categorías:** [Centrifugadoras](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-Centrifuga-L16000	Bell-Centrifuga-L20000
Código SKU	B-01-29-0202-0801	B-01-29-0202-0802
RPM MÁX.	16000RPM	20000RPM
MAX RCF	17000xg	26500xg
Temporizador	0-99min	0-99min
Capacidad del rotor	1.5ml/2ml*12 (estándar)	1.5ml/2ml*12 (estándar)
Voltaje	110V 60HZ/220V 50HZ	110V 60HZ/220V 50HZ
Dimensión	320*340*280m m	320*340*280m m
Peso	9kg	9kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO