

## CENTRIFUGADORA 4000RPM BELL-CENTRIFUGA-F4000



- Tipo vertical
- Motor de frecuencia DC Brushless.
- Compresor de refrigeración TECUMSEH francés
- Pantalla LED de velocidad, RCF y temporizador
- Habilitación de alarma automática de mal funcionamiento
- Panel de control táctil
- Con interruptor de seguridad y cerraduras de puerta electromagnéticas
- Visualización de código de error, ajuste de velocidad arriba y abajo
- Es adecuado para la separación de sustancias en suspensión forma líquida (e.g. plasma sanguíneo) en los institutos de investigación de la biología, la salud pública, la medicina, la alimentación y la protección del medio ambiente.

**SKU:** B-01-29-0202-1201 | **Categorías:** [Centrífuga](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Modelo	Bell-Centrifuga-F4000	Bell-Centrifuga-F5000
Código SKU	B-01-29-0202-1201	B-01-29-0202-1202
RPM MÁX.	4000RPM	5000RPM
MAX RCF	2755xg	4390xg
Temporizador	0-99min	0-99min
Capacidad del rotor oscilante	100ml*4,50ml*8,15ml*16,10ml*24	250ml*4,50ml*8 15ml*28,10ml*36
Rango de temperatura	-5°C-30°C/±2°C	-5°C-30°C/±2°C
Voltaje	220V 50Hz	220V 50Hz
Dimensión	500*560*700m m	500*630*700m m
Peso	85kg	85kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO