

## CENTRIFUGADORA 6000RPM BELL-CENTRIFUGA-C6000



- Caja de plástico resistente con tapa metálica
- Motor sin escobillas de alta potencia, control por microordenador
- Alarma de sobrevelocidad y desequilibrio
- Con bloqueo mecánico de la puerta e interruptor de seguridad
- Visualización de código de error, ajuste de velocidad hacia arriba y hacia abajo
- Adecuado para el análisis cualitativo de suero sanguíneo y plasma en hospitales y laboratorios bioquímicos.

**SKU:** B-01-29-0202-0611 | **Categorías:** [Centrífuga](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Modelo	Bell-Centrifuga-C5000	Bell-Centrifuga-C6000
Código SKU	B-01-29-0202-0610	B-01-29-0202-0611
RPM MÁX.	Ajuste de velocidad continua de 5000RPM, velocidad y tiempo de la pantalla LED	6000RPM
MAX RCF	3600xg	5200xg
Temporizador	0-99min	0-99min
Capacidad del rotor	20ml*8 (estándar)	15ml*12 (estándar)
Voltaje	110V 60Hz/220V 50Hz	110V 60Hz/220V 50Hz
Dimensión	280*310*265m m	280*310*265m m
Peso	9kg	9kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO