

CENTRIFUGADORA 9KG BELL-CENTRIFUGA-L4000



Bell-Centrifuga-C4000

- Caja de plástico resistente con tapa de metal
- Motor sin escobillas, pantalla LED de velocidad y tiempo
- Alarma de sobrevelocidad y desequilibrio
- Con puerta mecánica e interruptor de seguridad
- Adecuado para el análisis cualitativo de suero sanguíneo y plasma en hospitales y laboratorios bioquímicos.
- Visualización de código de error, ajuste de velocidad hacia arriba y hacia abajo

Bell-Centrifuga-L4000

- Carcasa de plástico resistente
- Motor sin escobillas, pantalla LCD de velocidad, RCF y temporizador
- Alarma de sobrevelocidad y desequilibrio
- Control de panel táctil, parada automática una vez abierta la tapa
- Visualización de código de error, ajuste de velocidad hacia arriba y hacia abajo
- Adecuado para el análisis cualitativo de suero sanguíneo y plasma en hospitales y laboratorios bioquímicos.

SKU: B-01-29-0202-0605 | **Categorías:** [Centrífuga](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Be-Cent04C	Be-Cent04L
Código SKU	B-01-29-0202-0604	B-01-29-0202-0605
RPM MÁX.	4000RPM, ajuste de velocidad continua, velocidad y tiempo de la pantalla LED	Ajuste de velocidad continua de 4000RPM, velocidad y tiempo de la pantalla LED
MAX RCF	2325xg	2325xg
Temporizador	0-99min	0-99min
Capacidad del rotor	20ml*12 (estándar)	20ml*12 (estándar)
Voltaje	110V 60Hz/220V 50Hz	110V 60Hz/220V 50Hz
Dimensión	280*310*265m m	320*340*280m m
Peso	9kg	9kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO