

CENTRIFUGADORA A5000RPM BELL-CENTRIFUGA-A5000



Bell-Centrifuga-A5000:

- Caja de plástico resistente con tapa metálica
- Con cierre mecánico de la puerta e interruptor de seguridad
- El volumen de suministro incluye el rotor
- Alta velocidad para tiempos de centrifugación cortos
- Ocupa poco espacio
- Ajuste de velocidad sin escalonamiento
- Indicador LED de velocidad
- Adecuado para el análisis cualitativo de suero sanguíneo y plasma en hospitales y laboratorios bioquímicos

Bell-Centrifuga-B5000:

- Caja de plástico resistente con tapa metálica
- Con cierre mecánico de la puerta e interruptor de seguridad
- El suministro incluye el rotor
- De alta velocidad para los temporizadores de centrifugación tipo
- Stepless ajuste de la velocidad
- Adecuado para el análisis cualitativo de suero y plasma en hospitales y laboratorios bioquímicos

SKU: B-01-29-0202-0612 | **Categorías:** [Centrífuga](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

idaEspecificaciones:

Modelo	Bell-Centrifuga-A5000	Bell-Centrifuga-B5000
Código SKU	B-01-29-0202-0612	B-01-29-0202-0613
RPM MÁX.	5000RPM	5000RPM
MAX RCF	3600xg	3600xg
Temporizador	0-30min	0-30min
Capacidad del rotor	20ml*12 (estándar)	20ml*12 (estándar)
Voltaje	110V 60Hz/220V 50Hz	110V 60Hz/220V 50Hz
Dimensión	280*310*265m m	280*310*265m m
Peso	9kg	9kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO