

CENTRIFUGADORA BELL-CENTRIFUGA-10KG



Centrifugadora (12 cubos) con interruptor
Velocidad:0-4000rpm (ajuste de velocidad sin escalonamientos, indicador de velocidad)
Capacidad del rotor: 12*20ml
Temporizador: 0-30min
RCF máx: 2325xg
Caja de plástico resistente con tapa de metal

SKU: B-01-29-0202-0401 | **Categorías:** [Centrífuga](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

	Modelo	Bell-Centrifuga-10kG
Código SKU		B-01-29-0202-0401
Velocidad		0-4000rpm, ajuste continuo
RCF		2325xg
Temporizador		0-30min
Capacidad del rotor		12*15ml
Dimensión		350*340*330m m
Peso		10kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO