

CENTRIFUGADORA BELL-CENTRIFUGA-4000RPM



- Caja metálica resistente
- Motor sin escobillas de alta potencia,
- Pantalla LED de velocidad y temporizador, control por microordenador
- Alarma de sobrevelocidad y desequilibrio
- Con bloqueo mecánico de la puerta e interruptor de seguridad
- Visualización de código de error, ajuste de velocidad arriba y abajo
- Cámara de acero inoxidable
- Aavailable diferentes rotores
- Suit para el análisis cualitativo de suero sanguíneo y plasma en hospitales y laboratorios bioquímicos.

SKU: B-01-29-0202-0701 | **Categorías:** [Centrífuga](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-Centrifuga-4000rpm
Código SKU	B-01-29-0202-0701
RPM MÁX.	Ajuste de velocidad continua de 4000 RPM, velocidad y tiempo de la pantalla LED
MAX RCF	2720xg
Temporizador	0-99min
Capacidad del rotor	20ml*24 (estándar)
Voltaje	110V 60Hz/220V 50Hz
Dimensión (milímetro)	330*360*330m m
Peso	14kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO