

CENTRIFUGADORA BELL-CENTRIFUGA-50ML



- Fuente de alimentación: AC 220V±10% 50Hz
- Potencia: 200W
- Rango de velocidad: arranque~4000rpm(ajuste continuo)
- Capacidad: 50ml/15ML×6
- V. Temporizador: 0~30 min

SKU: B-01-29-0202-0300 | **Categorías:** [Centrífuga](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

	Modelo	Bell-Centrifuga-50ml
Código SKU		B-01-29-0202-0300
Fuente de alimentación		CA 220V±10% 50Hz
Potencia		200W
Rango de velocidad		arranque ~ 4000rpm (ajuste continuo)
Capacidad		50ml / 15ML×6
Rango del temporizador		0 ~ 30 min

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO