

## CENTRIFUGADORA BELLCENTBV-04A



### **BellCentBV-04A**

- Caja de plástico resistente con tapa metálica
- Con cierre mecánico de puerta e interruptor de seguridad
- Con interruptor de seguridad, deja de funcionar cuando se abre la puerta
- El suministro incluye el rotor
- Alta velocidad para tiempos de centrifugación cortos
- Ocupa poco espacio
- Ajuste continuo de la velocidad
- Adecuado para el análisis cualitativo de suero sanguíneo y plasma en hospitales y laboratorios bioquímicos.

### **Bell-Centrifuga-B4000:**

- Caja de plástico resistente con tapa metálica
- Con interruptor de seguridad, Deje de trabajar abrir la puerta
- Indicador de velocidad
- Ajuste continuo de la velocidad
- Temporizador mecánico
- El suministro incluye el rotor
- Alta velocidad para tiempos de centrifugación cortos
- Ocupa poco espacio
- Adecuado para el análisis cualitativo de suero sanguíneo y plasma en hospitales y laboratorios bioquímicos.

**SKU:** B-01-29-0202-0601 | **Categorías:** [Centrífuga](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

Modelo	BellCentBV-04A	Bell-Centrifuga-B4000
Código SKU	B-01-29-0202-0601	B-01-29-0202-0602
RPM MÁX.	4000RPM, ajuste de velocidad continua, velocidad de pantalla LED	4000RPM, ajuste de velocidad continuo, puntero mostrar velocidad
RCF máximo	2325xg	2325xg
Temporizador	0-30min	0-30min
Capacidad del rotor	20ml*12 (estándar)	20ml*12 (estándar)
Voltaje	110V 60Hz/220V 50Hz	110V 60Hz/220V 50Hz
Dimensión	280*310*265m m	280*310*265m m
Peso	9kg	9kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO