

CENTRIFUGADORA BELL-CENTRIFUGA-C6000RPM



- Fuerte carcasa metálica, cámara de acero inoxidable
- Motor sin escobillas, pantalla LCD velocidad RCF y tiempo
- Alarma de sobrevelocidad y desequilibrio
- Con interruptor de seguridad y bloqueo electromagnético de la puerta
- Pantalla de código de error
- Adecuado para el análisis cualitativo de suero sanguíneo y plasma en hospitales y laboratorios bioquímicos.

SKU: B-01-29-0202-0702 | **Categorías:** [Centrífuga](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

	Modelo	Bell-Centrifuga-C6000rpm
Código SKU		B-01-29-0202-0702
RPM MÁX.		6000RPM
MAX RCF		5200xg
Hora		0-99min
Capacidad del rotor		Rotor oscilante 100mix4 (estándar)
Vollage		110V/60Hz 220V/50HZ
Dimensión (milímetro)		410*530*340
Peso		27kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO