

CENTRIFUGADORA BELL-CENTRIFUGA-R4000



- Con interruptor de seguridad
- El suministro incluye el rotor
- Alta velocidad para tiempos de centrifugación cortos
- Ocupa poco espacio
- Fácil de manejar
- Ajuste escalonado de la velocidad
- Puede contener varios tubos de muestra

SKU: B-01-29-0202-0608 | **Categorías:** [Centrífuga](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

	Modelo	Bell-Centrifuga-R4000
Código SKU		B-01-29-0202-0608
RPM MÁX.		Ajuste de velocidad de paso de 4000RPM
MAX RCF		1790xg
Temporizador		0-30min
Capacidad del rotor		20ml*6
Voltaje		110V 60Hz /220V 50Hz
Dimensión		Φ250*220m m
Peso		3,5 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO