

CENTRIFUGADORA BELL-CENTRIFUGA-S4000



- Con interruptor de seguridad
- El volumen de suministro incluye el rotor
- Alta velocidad para tiempos de centrifugación cortos
- Ocupa poco espacio
- Fácil de manejar
- Ajuste escalonado de la velocidad
- Caja metálica clásica
- Suit para el análisis cualitativo de suero sanguíneo y plasma en hospitales y laboratorios bioquímicos.

SKU: B-01-29-0202-0600 | **Categorías:** [Centrífuga](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

	Modelo	Bell-Centrifuga-S4000
Código SKU		B-01-29-0202-0600
RPM MÁX.		4000RPM
MAX RCF		2325xg
Temporizador		0-30min
Capacidad del rotor		20ml*12 (estándar)
Voltaje		110V 60Hz/220V 50Hz
Dimensión (milímetro)		280*300*240m m
Peso		9kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO