

CENTRIFUGADORA PANTALLA LED BELL-CENTRIFUGA-C12000RPM



FHC-12A:

- Caja de plástico resistente con tapa metálica
- Con cierre mecánico de la puerta e interruptor de seguridad
- Alta velocidad para tiempos de centrifugación cortos
- Ajuste de velocidad sin escalonamiento
- Con lector
- Medición precisa del valor específico de las células sanguíneas
- Separación de microcantidades de sangre o solución.

FHC-12C:

- Caja de plástico resistente con tapa metálica.
- Motor de alta potencia sin escobillas
- Pantalla LED de velocidad y temporizador, control por microordenador
- Alarma de sobrevelocidad y desequilibrio
- Con bloqueo mecánico de la puerta e interruptor de seguridad
- Visualización de código de error, ajuste de velocidad arriba y abajo
- Con freno y alarma automática después de la operación
- Con lector
- Medición precisa del valor específico de las células sanguíneas
- Separación de microcantidades de sangre o solución

SKU: B-01-29-0202-0504 | **Categorías:** [Centrífuga](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-Centrifuga-A12000rpm	Bell-Centrifuga-C12000rpm
Código SKU	B-01-29-0202-0503	B-01-29-0202-0504
RPM MÁX.	12000RPM	12000RPM
MAX RCF	15300xg	15300xg
Temporizador	0-30min	0-99min
Capacidad del rotor	Φ1.5*75mm*24 tubos capilares	
Voltaje	110V 60HZ/220V 50HZ	
Dimensión	280*310*265m m	280*310*265m m
Peso	9kg	10kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO