

CENTRIFUGAS DE LABORATORIO



SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CENTRIFUGAS DE LABORATORIO

CENTRIFUGA DIGITAL Y REFRIGERADA PARA MICROHEMATOCRITO, PARA TUBOS EPPENDORF PARA TUBOS DE 15 Y 50 ML, MICROPROCESADA CON ROTOR FIJO Y OSCILANTE DE DIFERENTES CAPACIDADES.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO