

## CESTA DE GRAVEDAD ESPECÍFICA -H-3371



**SKU:** H-3371 | **Categorías:** [Agregados](#), [Contenedores](#), [cestas](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Gravedad específica](#), [Humboldt](#) | **Etiquetas:** [ASTM C127](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La canasta de malla de alambre No. 8 de acero inoxidable presenta una construcción reforzada y una manija tipo bail. Dimensiones: 8 "x 8" de diámetro. Cumple con ASTM C127. Envío wt. 9 lbs. (4kg)

La cesta de gravedad específica admite las siguientes normas: [ASTM C127](#)

- [Normas](#)

[ASTM C127](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO