

CILINDRO ACRÍLICO 4.0"/100MM -HM-1210.40.2



SKU: HM-1210.40.2 | **Categorías:** [Componentes de celda de consolidación](#), [Consolidación](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cilindro acrílico 4.0"/100mm para celdas de consolidación de anillo flotante

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO