

CILINDRO DE MEDICIÓN



SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios y Repuestos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cilindro de Medición

Información del producto:

Una vez preparadas las muestras para el Sedimat 4-12, se llenan 12 cilindros de medición con las muestras de suelo previamente homogeneizadas. Dentro de estos cilindros de medición tiene lugar el análisis de sedimentación. Según su tamaño, los granos se hunden y, por lo tanto, las fracciones del suelo ($<63 \mu\text{m}$) se separan. Después de un tiempo predeterminado, se toma una cantidad uniforme de suspensión como muestra de una profundidad predeterminada para su posterior procesamiento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO