

## CILINDRO DE MEDICIÓN CON BOCA Y BASE REDONDA DIN 12686 - 500ML



**SKU:** B-01-21-0109-0006 | **Categorías:** [Probeta de vidrio](#), [Insumos de Laboratorio](#), [Material de vidrio de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características de Cilindro de medición con boca y base redonda DIN 12680

Modelo	Código Sku	Capacidad	Sub. División (ml)	Tolerancia (ml)	/caja
BellVid-CCilindroPBR-5.5	B-01-21-0109-0000 5	0.1	0.1	0.1	360
BellVid-CCilindroPBR-10	B-01-21-0109-0001 10	0.2	0.2	0.2	288
BellVid-CCilindroPBR-25	B-01-21-0109-0002 25	0.5	0.5	0.5	288
BellVid-CCilindroPBR-50	B-01-21-0109-0003 50	1.0	1.0	1.0	144
BellVid-CCilindroPBR-100	B-01-21-0109-0004 100	1.0	1.0	1.0	96
BellVid-CCilindroPBR-250	B-01-21-0109-0005 250	2.0	2.0	2.0	48
BellVid-CCilindroPBR-500	B-01-21-0109-0006 500	5.0	5.0	5.0	24
BellVid-CCilindroPBR-1000	B-01-21-0109-0007 1000	10.0	10.0	10.0	12
BellVid-CCilindroPBR-2000	B-01-21-0109-0008 2000	20.0	20.0	20.0	8

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO