

## CILINDRO DE MEDICIÓN CON TAPÓN DE VIDRIO INTERCAMBIABLE DIN-12685



SKU: N / A | Categorías: [Mediciones](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características de Cilindro de medición con tapón de vidrio intercambiable

Modelo	Capacidad	Sub. División (ml)	Tolerancia (ml) Caja	
BellVid-CCilindroTVI-10	10	0.2	0.2	288
BellVid-CCilindroTVI-25	25	0.5	0.5	288
BellVid-CCilindroTVI-50	50	1.0	1.0	144
BellVid-CCilindroTVI-100	100	1.0	1.0	96
BellVid-CCilindroTVI-250	250	2.0	2.0	48
BellVid-CCilindroTVI-500	500	5.0	5.0	24
BellVid-CCilindroTVI-1000	1000	10,0	10,0	12
BellVid-CCilindroTVI-2000	2000	20,0	20,0	8

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO