

## CILINDRO DE MEDICIÓN - MARCA BELLTRONIC



### Especificaciones:

(1) Material: borosilicato 3.3

(2) Volumen: 5ml 10ml 25ml 50ml 100ml 250ml 500ml 1000ml 2000ml

(3) Lugar de origen: China

El tamaño va de acuerdo con las normas existentes y con las normas internacionales LiangTong ISO4788

Volumen (ml)	Índice de mezcla (ml)	Tolerancia (+/-ml)	Longitud total (mm)	Código
50.1		0.1		110BellCilMed-01
100.2		0.2		135BellCilMed-02
250.5		0.5		160BellCilMed-03
50		10.5		195BellCilMed-04
100		1	1	250BellCilMed-05
250		52 or 5		300BellCilMed-06
500		5	5	350BellCilMed-07
1000		10	10	430BellCilMed-08
2000		20	20	500BellCilMed-09

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO