

CILINDRO DE MEDICIÓN - MARCA BELLTRONIC



Especificaciones:

(1) Material: borosilicato 3.3

(2) Volumen: 5ml 10ml 25ml 50ml 100ml 250ml 500ml 1000ml 2000ml

(3) Lugar de origen: China

El tamaño va de acuerdo con las normas existentes y con las normas internacionales LiangTong ISO4788

| Volumen (ml) | Índice de mezcla (ml) | Tolerancia (+/-ml) | Longitud total (mm) | Código |
|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 50.1 | | 0.1 | | 110BellCilMed-01 |
| 100.2 | | 0.2 | | 135BellCilMed-02 |
| 250.5 | | 0.5 | | 160BellCilMed-03 |
| 50 | | 10.5 | | 195BellCilMed-04 |
| 100 | | 1 | 1 | 250BellCilMed-05 |
| 250 | | 52 or 5 | | 300BellCilMed-06 |
| 500 | | 5 | 5 | 350BellCilMed-07 |
| 1000 | | 10 | 10 | 430BellCilMed-08 |
| 2000 | | 20 | 20 | 500BellCilMed-09 |

SKU: N / A | **Categorías:** [Material de vidrio de laboratorio](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO