

## CILINDRO GRADUADO DE POLIPROPILENO, 2000ML -H-4916P.2M



**SKU:** H-4916P.2M | **Categorías:** [Cilindros graduados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cilindro Graduado de Polipropileno, 2000ml

Cilindro Graduado Plástico. Los cilindros graduados de polipropileno son de doble escala con números fáciles de leer. La base estable hace que los cilindros vuelquen y rueden a prueba y tienen la parte superior abocinada para facilitar el llenado. (Se muestra H-4916P.500).

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO