

## CILINDRO GRADUADO DE VIDRIO, 1000 ML -H-4915.1M



**SKU:** H-4915.1M | **Categorías:** [Cilindros graduados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cilindro graduado de vidrio, 1000 ml

Cilindro Graduado de Vidrio. Divisiones circulares graduadas, de doble numeración, lectura arriba y abajo. Calibrado para entregar las capacidades indicadas. Embalado un cilindro a un cartón. (Se muestran H-4915.025 y H-4915.050.)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO