

CILINDRO GRADUADO DE VIDRIO 10ML -H-4915.010



SKU: H-4915.010 | **Categorías:** [Cilindros graduados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cilindro graduado de vidrio 10ml

Cilindro Graduado de Vidrio. Divisiones circulares graduadas, de doble numeración, lectura arriba y abajo. Calibrado para entregar las capacidades indicadas. Embalado un cilindro a un cartón. (Se muestran H-4915.025 y H-4915.050.)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO