

CILINDRO GRADUADO DE VIDRIO, 250 ML -H-4915.250



SKU: H-4915.250 | **Categorías:** [Cilindros graduados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Equipos generales ASTM / NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cilindro graduado de vidrio, 250 ml

Cilindro Graduado de Vidrio. Divisiones circulares graduadas, de doble numeración, lectura arriba y abajo. Calibrado para entregar las capacidades indicadas.

Embalado un cilindro a un cartón. (En la imagen se muestran H-4915.025 y H-4915.050.)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO